

TERMAL KONTRAST KRİYOTERAPİ

Yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik basit ve etkili yöntem. Hızlı rekreasyon ve performans optimizasyonu. Spor, fitness, fizyoterapi ve sağlıklı yaşamda aktif önleme.

CRYO
BOX

CRYONiQ

PREMIUM KRYOTERAPİ
ÜRETİCİ FİRMA




ÖNE ÇIKANLAR



- Oturum durumu ekranı
- Operatör dokunmatik ekranı (sola / sağa monte edilebilir)

- 30 saniye başlatma süresi
- Çift kapı sistemi
- Otomatik asansör sistemi



- Termal kontrast
Terapi modu
+ 50 °C ila - 170 °C
+ 122 ° F ila - 300 ° F



OPERASYON

Otomatik nitrojen akışı

Tüketim: Seans başına 3 - 7 litre Saatte

15 seansa kadar bekleme modu

- 120 °C ila - 170 °C

- 180 °F ila - 300 °F



TEKNOLOJİ

22" operatör dokunmatik ekran

15" multi medya ekranı

Sezgisel kullanıcı ara yüz

Uzaktan kumanda (Wi-Fi)

Medya ve ses sistem

Dahili LED ışık kontrolü

SEANS

Vücudun her yerinde
faydalı kuru soğuk hissi

Dengeli kabin sıcaklığı

Ek güvenlik özellikleri

SERVİS

7/24 / 365

Teknik destek

Asgari bakım süresi

Uzaktan teşhis opsiyonu

Sorunsuz ve aktif
müşteri hizmetleri

İstatistikler ve Raporlar

TEKNİK
BİLGİLER

ÖZELLİKLERİ

- Birim ağırlık: yaklaşık 400 kg
- Boyutlar 2220 mm x 1800 mm x 900 mm
- Kaldırma mekanizması çalışma ağırlığı: 150 kg'a kadar
- Soğutma sıvısı: sıvı nitrojen
- Çalışma basıncı: 1,5 bar (22 PSi)

TÜKETİM

- Sıvı nitrojen**
Soğuma aşaması 6 Lt.
Seans 3 – 7 Lt.
- Akım Tüketim: 2 kWh'ye
kadar
Besleme:
AC 220V / 50Hz gerekli

DONANIM

- Basınç tankı: 180/240 L**
Optimum yüksek performansı
- Basınçsız kap - Dewar: 50 lt.**
Opsiyonel esnek çözüm
- Sıvı nitrojen Transfer tüpü**
1.2-3.0 m uzunluk

KURULUM GEREKSİNİMLERİ

- Kriyosauna - yüzey: en az 6 m²
- Havalandırma: dahili egzoz sistemi
- Temiz hava sirkülasyonu
- Oksijen sensörü kurulumu

RENK SEÇENEKLERİ

DIŞ CEPHE

Beyaz

Gri

Antrasit

Siyah

Mavi

Kırmızı

İÇ CEPHE

Gri

Bej

Açık Mavi

Siyah

Kırmızı

Diğer renklerde mevcuttur.

KISACA

✓ PRATİK

Ek güvenlik özellikleri
ve ısıtma elementleri

✓ EKONOMİK

Seans başına 3 – 7 Lt.
Sıvı nitrojen tüketimi

✓ TASARIM

Modern & işlevsel

✓ KÂRLI

Sektör lideri kârlılık

✓ EKOLOJİK

Azami 2,5 kWh
Sıvı nitrojen soğutucu

✓ AKILLI

Akıllı kontrol sistemi
ve kullanıcı ara yüzü

SIEMENS

CRYO XC™

PREMIUM
KRYOTERAPİ
BÖLMESİ

NBA-WASHINGTON WIZARDS

Antrenman Merkezi, ABD



RIMINI WELLNESS

2018 FUARI, İTALYA



CALLUM SMITH

WBA & süper orta sıklet
dünya şampiyonu 2018 Büyük Britanya




ZYDRUNAS SAVICKAS

ABD; Dünyanın en güçlü adamı yarışması
4 kez dünya şampiyonu



CRYOHEAL

Dinlenme Merkezi Seul,
Güney Kore



 CRYONiQ

 C.B.M.
V E R T R I E B

C.B.M. Vertrieb
Molla Yusuf Mah
1460 Sk. No 7
Villaden Doga Evleri
Konyaalti
Antalya Türkiye

daniel.manz@cryo-box.de

www.cryo-box.de

+90 (0) 534 - 650 7 139

+49 (0) 151 - 161 59 822



CRYO XC™ EK PARÇALAR

CRYO XC™ ile sağlanan güvenlik ve konfor

CRYO XC™ DONANIM

CRYO XC™ nin verimli ve güvenli çalışması için önerilen ve isteğe bağlı donanım

KORUYUCU KAPAK

Azot ve ısı kabini nitrojen manşeti

ELDİVEN

Müşteri güvenliği donanımı

KÜRK AYAKKABI

Müşteri güvenliği donanımı

BASAMAK

Müşteri kabini için çıkarılabilir ek yükseklik ayarı



HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Önerilen kriyojenik oda havalandırması ve nitrojen tahliye sistemi

CİLT ISISI TARAYICISI

Seans etkinliği Kalibrasyon aracı

OKSİJEN SENSÖRÜ

CRYO odasında oksijen ölçümü

SIVI NİTROJEN BASINÇ TANKI


Kapasite 120/180/240 Lt..
1.5 BAR çalışma basıncı
Basınç oluşturma sistemi ile donatılmış

BASINÇSIZ TANK (DEWAR TYP)

50 Lt. Kapasite
2 kap- CRYCO™ XC optimum işlem verimliliği için önerilen

SIVI NİTROJEN NAKİL TÜPÜ

CRYO XC™ ile basınçlı kap bağlantısı
Seçenek 1: paslanmaz çelik kaplama, uzunluk 1.5 / 3.0 / 5.0m
Seçenek 2: vakum hortumu 1.2 - 2.4 m uzunluğunda paslanmaz çelik kaplama



Yukarıdaki noktalarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya sadece daha fazla bilgi istiyorsanız, ekibimizle iletişime geçin ve bizimle bir toplantı ayarlayın. Size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız.

(+) 90 (0) 534 - 650 7 139
(+) 49 (0) 151 - 161 59 822
daniel.manz@cryo-box.de