



DIE ERSTE LUXUS-KRYOTHERAPIEKABINE DER WELT

C R Y O
BOX

icepod[®]

-110°C

live well - feel better



WARUM CRYO BOX icepod®?

Kraftvoll

Zuverlässig, sicher und nachhaltig

- 110°C

Elektrische Technologie



WARUM CRYO BOX icepod®?

Kompakt

Halb so groß wie

herkömmliche Kältekammersysteme

auf nur 2 m²



WARUM CRYO BOX icepod®?

Schön

Harmonisches italienisches Design

Große Auswahl an Oberflächen

Anpassbare Designoptionen

DER NEUE GOLDSTANDARD IN DER KRYOTHERAPIE

CRYO
BOX
icepod®
-110°C

icepod®

WIR BEI **CRYO BOX icepod®** VERKAUFEN IHNEN NICHT NUR MASCHINEN, WIR BEGLEITEN SIE DURCH IHRE GESAMTE REISE.

Wir stehen Ihnen zur Seite, um Ihnen den Entwurfs- und Installationsprozess zu erleichtern und die Einrichtung Ihres Systems so einfach wie möglich zu gestalten.

UNSER STANDARDSERVICE UMFASST

- ◉ Beratung zur Standortwahl
- ◉ Beratung zum Installationsaufbau
- ◉ Große Auswahl an Oberflächen
- ◉ Lieferung und Installation der Kabine
- ◉ Training und Schulung
- ◉ Kryotherapie-Zubehörset
- ◉ Versicherungs- und Finanzberatung
- ◉ Behandlungsprotokolle
- ◉ Technische Fernüberwachung
- ◉ 2 Jahre Herstellergarantie

DAS PERFEKTE KRYOTHERAPIE-GERÄT

Die **CRYO BOX icepod®** ist die Erfindung eines Expertenteams für Ganzkörper-Kryotherapie. Kombinieren Sie die neueste Technologie mit dem besten italienischen Design.

PROFESSIONALITÄT & ZUVERLÄSSIGKEIT IST UNSER MOTTO

Wir bieten die ultimative Kombination aus Fachwissen, Design, Technologie und Service.



DAS KOMPAKTESTE SYSTEM AUF DEM MARKT

Mit 1,3 m x 1,6 m x 2,36 m Höhe ist die **CRYO BOX icepod®** halb so klein wie herkömmliche Kältekammersysteme

EFFIZIENTE -110°C

Die **CRYO BOX icepod®** ist das einzige elegante Ganzkörper-Kryotherapiegerät, das -110 °C erreicht

GROSSE AUSWAHL AN DESIGN

3 Hauptaußenoberflächen: Matt, Holz und Strukturiert in einer Vielzahl von Farben sowie eine nahezu unbegrenzte Auswahl an individuellen Optionen für innen und außen

BELEUCHTUNG & TON

Zusätzlich zu den standardmäßigen Beleuchtungs- und Bose-Soundpaketen sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Glasfaser- und Farbtherapiesysteme nach Ihrem Geschmack anzubieten

50%

KLEINER

80%

EINFACHERE
INSTALLATION

80%

WENIGER
VERBRAUCH


100%


STICKSTOFFFREI

Technische Spezifikationen

- ◊ 100 % elektrisch
- ◊ Abmessungen: 1,3 m B x 1,6 m T x 2,36 H
- ◊ 2 m² Stellfläche
- ◊ 1 Tag Installation
- ◊ Individuell einstellbare Behandlungsintensität
- ◊ - 110°C
- ◊ Anzahl der Behandlungen pro Stunde: 6 bis 8
- ◊ Frostfreie Technik
- ◊ 230 V einphasig 40 A
- ◊ 400 v dreiphasig 16 a
- ◊ Intelligente Tablet-Steuerung
- ◊ Kommunikationssystem
- ◊ Bose-Soundsystem
- ◊ Integriertes Kühlaggregat
- ◊ Stromverbrauch 75 kW/ Tag
- ◊ Rutschfester Boden
- ◊ 2 Jahre Herstellergarantie

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.





PLANEN

CRYO
BOX
icepod[®]
-110°C

icepod[®]



ABSCHNITT



CRYO
BOX
icepod®
-110°C

Everybody's
Darling
CRYO BOX
icepod®

DESIGN

Personalisierung

ES GIBT GENAU DIE RICHTIGE
FÜR IHR PROJEKT

Die **CRYO BOX icepod®** ist in
3 Ausführungen erhältlich:

MATT

HOLZ

STRUKTURIERT

Innerhalb dieser Bereiche gibt es eine nahezu
grenzenlose Auswahl.

Für diejenigen, die nach dem gewissen Extra
suchen, ist Ihrer Fantasie keine Grenze gesetzt,
wir haben nahezu unendliche Möglichkeiten an
kundenspezifischen Optionen.

MATT



STRUKTURIERT



HOLZ



Plus unbegrenzte kundenspezifische Oberflächen verfügbar



SCHMERZLINDERUNG

Gesundheit

Immune Boost

Sofortige Schmerzlinderung

Starke entzündungshemmende Wirkung

Stimuliert die Heilung



KÖRPERLEISTUNG

Sport

Leistungsvorbereitung

Erholung



KÖRPERBALANCE

Wellness

Systemzurücksetzung

Angst, Stress und Schlafstörungen

Wassereinlagerungen und Cellulite-Zirkulation
fördern das hormonelle Gleichgewicht



BC
HYDRO
THERAPIE



1950
FLÜSSIGER
STICKSTOFF



1979
JAPAN
Erfindung der
Ganzkörper-Kryotherapie



1984
DEUTSCHLAND
Erste elektrische
Mehrkammer-Kryotherapie-
geräte mit einer
Temperatur von
-110 °C



2000
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
Aufstieg von flüssigen
Stickstoff-Teilkörper-Kryosaunen




AB 2000
Entwicklung von - 85°C
Einkammer-Kryotherapiegeräten



2022

Ankunft der **CRYO BOX icepod®**, einer
neuen Generation ultrakompakter -110 °C
elektrischer Einkammerkabinen





KONTAKT

Hiermit laden wir Sie herzlich zu einem ausführlichen, unverbindlichen Gespräch und Test ein!

Termin direkt vereinbaren unter:

Dietmar Manz

Geschäftsführer

+49 (0) 7541 - 9710925

+49 (0) 171 - 7375928

info@cryo-box.ch

Daniel Manz

Sales Manager

+90 (0) 534 - 6507139

+49 (0) 151 - 16159822

daniel.manz@cryo-box.de

Wir freuen uns auf Sie,

Dietmar & Daniel Manz