

# DIE CRYO BOX LC



CRYO BOX LC

# VORSTELLUNG

Die CRYO BOX LC ist ein technologisch fortschrittliches Kryotherapiegerät, das für **effektive, bequeme und sichere gezielte Kryotherapieanwendungen** entwickelt wurde.

Dieses Gerät ist mit fortschrittlichen Funktionen für den sicheren und ergonomischen täglichen Gebrauch ausgestattet, wie z. B. **Laser-Entfernungsmessung** und **Hauttemperaturmessung**. Seine kompakte Größe und sein ergonomisches Design machen es zu einem idealen Gerät für den täglichen Gebrauch.

Das Gerät verwendet flüssigen Stickstoff, um kryogene Temperaturen zu erreichen und bietet vier Betriebsmodi von **-80 °C bis -160 °C**. Durch die flexiblen Temperatureinstellungen ist ein breites Anwendungsspektrum möglich.

Die CRYO BOX LC ist eine hervorragende Ergänzung für **Physiotherapie-Praxen, Fitnessstudios, Sportvereine, Spas und Schönheitssalons**.



VORSTELLUNG

# GEZIELTE KRYOTHERAPIE

Gezielte Kryotherapie ist die Anwendung von kryogenen Temperaturen auf einen bestimmten Bereich des Körpers. Diese Technik ermöglicht die **gezielte Behandlung bestimmter Körperpartien** wie Gesicht, Ellbogen, Knie, Knöchel, Hals und andere.

Die Sitzung **dauert nur wenige Minuten** und hinterlässt den Kunden Vorteile, die weit über das hinausgehen, was herkömmliche Methoden der Kryotherapie bieten können.

Welche Anwendungen gibt es für die gezielte Kryotherapie?

Gezielte Kryotherapie wird häufig zur Schmerzbehandlung, Heilung von Verletzungen und zu ästhetischen Zwecken eingesetzt. Es wird am häufigsten in der **Physiotherapie und Ästhetik** eingesetzt.



Muskelregeneration



Health  
& Wellness



Schmerztherapie



Schönheit &  
Anti-Aging



Gewichtsverlust

## BERICHTETE VORTEILE

### PHYSIOTHERAPIE

- Schmerzlinderung
- Reduktion von Schwellungen
- Verringerung der Entzündung
- Verbesserte Durchblutung
- Schnellere Erholung

### BEAUTY

- Reduzierung von Cellulite
- Steigerung der Kollagenproduktion
- Verbesserung der Hautstruktur
- Verbesserung des jugendlichen Aussehens
- Schnellere Erholung nach kosmetischen Eingriffen

CRYO BOX LC

# HIGHLIGHTS

## Bediener-Touchscreen

Einfache und intuitive Sitzungsverwaltung

## 4 Sitzungsmodi

Benutzerdefinierte Intensitätseinstellungen

## 50L-Stickstoffbehälter

Bis zu 40 Sitzungen Kapazität

## Anzeige der Hauttemperatur

Real-time Hauttemperaturmessung

## Kundenspezifische LED-Beleuchtung

12 Ambient-Farboptionen

## Laser-Abstandskontrolle

Laserführung für optimalen Abstand

## Anzeige des Tankfüllstands

Real-time Anzeige des Stickstoffgehalts



CRYO BOX LC

# FEATURES

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

FEATURE	DETAIL	INBEGRIFFEN
<b>BETRIEB</b>	Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht Ergonomischer, leichter Griff Großer, benutzerfreundlicher Touchscreen	✓
<b>SICHERHEITSVORRICHTUNGEN</b>	Laser-Entfernungsanzeige Haut temperaturanzeige Akustische Benachrichtigungen	✓
<b>ANPASSUNG</b>	2 Design Gefäßabdeckungen – Titanium & Weiß 12 Farboptionen für LED-Licht	✓
<b>STICKSTOFFBEHÄLTER</b>	50L Gefäß (ca. 400 Minuten Betriebs)	✓
<b>EINFACHES NACHFÜLLEN</b>	Das Nachfüllen ist ohne Demontage des Behälters möglich	✓
<b>KEINE MONTAGE</b>	Wird komplett montiert geliefert	✓

## MASSE



**Breite**  
485 mm

**Tiefe**  
550 mm

**Höhe**  
995 mm

**Gewicht:** 30 kg (leer)  
70 kg (voll)

# RECOVERY FOR EVERYONE

Kontaktiere uns  
[info@cryo-box.ch](mailto:info@cryo-box.ch)

Besuchen Sie uns  
[www.cryo-box.ch](http://www.cryo-box.ch)

