



DÜNYANIN İLK LÜKS KRİYOTERAPİ KABİNİ

C R Y O
BOX
icepod®
-110°C

iyi yasa - iyi hisset



NEDEN CRYO BOX icepod®?

Güçlü

Güvenilirlik, emniyetli ve sürdürülebilir

- 110°C

Elektrik Teknolojisi



NEDEN CRYO BOX icepod®?

Kompakt

Geleneksel soğuk oda sistemlerinin

yarısı boyutunda

sadece 2 m²



NEDEN CRYO BOX icepod®?

Güzel

Uyumlu İtalyan Tasarımı

Geniş Yüzey Seçenekleri

Özelleştirilebilir Tasarım Seçenekleri

KRİYOTERAPİDE YENİ ALTIN STANDART



SİZE SADECE **CRYO BOX icepod®** MAKİNELER SATMIYORUZ
SİZE TÜM YOLCULUĞUNUZDA EŞLİK EDİYORUZ.

Tasarım ve kurulum sürecinde size yardımcı olmak ve sisteminizin kurulumunu mümkün olduğunca kolaylaştırmak için buradayız.

STANDAR HİZMETLERİMİZ ŞUNLARI İÇERİR

- Yer seçimi konusunda tavsiyeler
- Kurulum tasarımına ilişkin tavsiyeler
- Geniş yüzey seçenekleri
- Kabinin teslimatı ve kurulumu
- Eğitim ve öğretim
- Kriyoterapi aksesuar kiti
- Sigorta ve finansal danışmanlık
- Tedavi protokolleri
- Uzaktan teknik izleme
- 2 yıl üretici garantisi

MÜKEMMEL KRIYOTERAPİ CİHAZI

CRYO BOX icepod®, tüm vücut kriyoterapisinde uzman bir ekibin buluşudur. En son teknolojiyi en iyi İtalyan tasarımıyla birleştirir.

PROFESYONELLİK VE GÜVENİLİRLİK SLOGANIMIZDIR

Uzmanlık, tasarım, teknoloji ve hizmetin en üst düzey kombinasyonunu sunuyoruz.



PİYASADAKİ EN KOMPAKT SİSTEM

CRYO BOX icepod®, 1,3 m x 1,6 m x 2,36 m yüksekliğiyle geleneksel soğuk oda sistemlerinin yarısı kadardır.

-110°C ETKİLİ

CRYO BOX icepod® -110 °C'ye ulaşan tek zarif tüm vücut kriyoterapi cihazıdır

GENİŞ TASARIM SEÇENEKLERİ

3 ana dış kaplama: Çok çeşitli renklerde Mat, Ahşap ve Dokulu, ayrıca iç ve dış mekanlar için neredeyse sınırsız sayıda özelleştirilmiş seçenek.

IŞIKLANDIRMA & SES

Standart aydınlatma ve Bose ses paketlerine ek olarak, zevkinize uygun özelleştirilmiş fiber optik ve renk terapi sistemleri de sunabiliyoruz.

50%

KÜÇÜK

80%

DAHA KOLAY
KURULUM

80%

DAHA AZ
TÜKETİM

100%

AZOT İÇERMEZ

Teknik Özellikler


- 100% elektrikli
- Boyutlar: 1,3 m G x 1,6 m D x 2,36 Y
- 2 m² taban alanı
- 1 günlük kurulum
- Bireysel olarak ayarlanabilen tedavi yoğunluğu
- - 110°C
- Saat başına tedavi sayısı: 6 ila 8
- Donma önleyici teknoloji
- 230 V tek fazlı 40 A
- 400 V üç fazlı 16 A
- Akıllı tablet kontrolü
- İletişim sistemi
- Bose ses sistemi
- Entegre soğutma ünitesi
- Güç tüketimi 75 kW/gün
- Kaymaz zemin
- 2 yıl üretici garantisi

Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hariçtir.

CRYO BOX icepod® BOYUT KARŞILATIRMASI



- 110°C CRYO BOX icepod®




- 110°C MECOTEC CRYO AIR



PLAN

CRYO
BOX
icepod[®]
-110°C

icepod[®]



BÖLÜMLER



Herkesin
Sevgilisi
CRYO BOX
icepod®

TASARIM

Kişiselleştirme

PROJENİZ İÇİN
TAM OLARAK DOĞRU OLANI VAR

CRYO BOX icepod®'un
3 versiyonu mevcuttur:

MAT

AHŞAP

DOKULU

Bu aralıklarda neredeyse sınırsız seçenek
bulunmaktadır.

Biraz daha fazlasını arayanlar için hayal
gücünüzün sınırı yok, neredeyse sonsuz özel
seçeneklerimiz var.

MAT



DOKULU



AHŞAP



Ayrıca sınırsız özel kaplama mevcuttur





AĞRI GİDERME

Sağlık

Bağışlık Geliştirme

Anında Ağrı Giderme

Güçlü Antienflamatuar (İltihabı Önleyici) Etki

İyileşmeyi Uyarır



FİZİKSEL PERFORMANS

Spor

Performans Hazırlığı

İyileştirme



VÜCUT DENGESİ

Zindelik

Sistem sıfırlama

Anksiyete, stres ve uyku bozuklukları

Su tutma ve selülit dolaşımı hormonal dengeyi destekler



M.Ö.
HİDRO
TERAPİ



1950
SIVI
NİTROJEN



1979
JAPONYA
Tüm vücut
kriyoterapisinin
icadı



1984
ALMANYA
110°C sıcaklığa sahip
ilk elektrikli çok
bölmeli kriyoterapi
üniteleri



2000
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Sıvı nitrojen kısmi vücut kriyosaunlarının
yükselişi



2000'LER
85°C tek odacıklı
kriyoterapi ünitelerinin
geliştirilmesi

2022

Yeni nesil ultra kompakt -110 °C elektrikli
tek odacıklı kabin **CRYO BOX icepod®**'un
gelişi





İLETİŞİM

Bu vesileyle sizi detaylı, bağlayıcı olmayan bir tartışma ve teste davet ediyoruz!!

Doğrudan aşağıdan randevu alın:

Dietmar Manz

Sahibi

+49 (0) 7541 - 9710925

+49 (0) 171 - 7375928

info@cryo-box.ch

Daniel Manz

Türkiye Genel Müdürü / Avrupa Satış Temsilcisi

+90 (0) 534 - 6507139

+49 (0) 151 - 16159822

daniel.manz@cryo-box.de

Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz,

Dietmar & Daniel Manz