

CRYO BOX LC



CRYO BOX LC

GİRİŞ

CRYO BOX LC, etkili, kullanışlı ve güvenli hedefe yönelik kriyoterapi uygulamaları için tasarlanmış, teknolojik olarak gelişmiş bir lokalize kriyoterapi cihazıdır.

Bu cihaz, güvenli ve ergonomik günlük kullanım için lazer mesafe ölçümü ve cilt sıcaklığı okuma gibi gelişmiş özelliklerle donatılmıştır. Kompakt boyutu ve ergonomik tasarımı onu günlük kullanım için ideal bir cihaz haline getirir.

Cihaz, -80°C ila -160°C / -110°F ila -250°F arasında değişen dört çalışma modu sunan kriyojenik sıcaklıklara ulaşmak için sıvı nitrojen kullanır. Esnek sıcaklık ayarlarının bir sonucu olarak, geniş bir uygulama yelpazesi mümkündür.

CRYO BOX LC fizyoterapi klinikleri, spor salonları, spor kulüpleri, kaplıcalar ve güzellik salonları için mükemmel bir eklentidir.



GİRİŞ

LOKALİZE KRİYOTERAPİ

Lokalize kriyoterapi, vücudun belirli bir bölgesine kriyojenik sıcaklıkların uygulanmasıdır. Bu teknik boyun, dirsek, diz, ayak bileği, yüz ve diğerleri gibi vücudun belirli bölgelerinin hedefe yönelik olarak tedavi edilmesini sağlar.

Seansın tamamlanması sadece dakikalar alır ve müşterilere geleneksel buzlanmanın sağlayabileceğinden çok daha fazla fayda sağlar.

Lokalize kriyoterapi uygulamaları nelerdir?

Lokalize kriyoterapi genellikle ağrı yönetimi, yaralanma iyileşmesi ve estetik amaçlar için kullanılır. En sık fizyoterapi ve estetikte kullanılır.



**Kas
İyileşimi**



**Sağlık
& Zindelik**



**Ağrı
Yönetimi**



**Güzellik
& Yaşlanma
Karşıtı**



**Kilo
Kaybı**

BİLDİRİLEN FAYDALAR

FİZİYOTERAPİ

- Ağrı Kesici
- Şişliğin Azaltılması
- Enflamasyonun Azaltılması
- Geliştirilmiş Kan Dolaşımı
- Daha Hızlı İyileşme

ESTETİK

- Selülitin Azaltılması
- Kolajen Üretiminde Artış
- Cilt Dokusunda İyileşme
- Genç Görünümün İyileştirilmesi
- Kozmetik Prosedürlerin Ardından Daha Hızlı İyileşme

CRYO BOX LC

ÖNEMLİ NOKTALAR

Operatör Dokunmatik Ekranı

Basit ve sezgisel oturum yönetimi

50 L Azot kabı

40 seansa kadar kapasite

Özel LED aydınlatma

12 ortam rengi seçeneği

4 Oturum modu

Özel yoğunluk ayarları

Cilt sıcaklığı göstergesi

Gerçek zamanlı cilt sıcaklık okuması

Lazer mesafe kontrolü

Lazer kılavuzluğu için optimum mesafe

Tank seviye göstergesi

Gerçek zamanlı azot seviye göstergesi



CRYO BOX LC

ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	DETAY	DAHİL
SEANS	Kompakt boyutlar ve hafiflik Ergonomik, hafif sap Geniş, kullanıcı dostu dokunmatik ekran kontrol paneli	
GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ	Lazer mesafe göstergesi Cilt sıcaklığı okuması Sesli bildirimler	
ÖZELLEŞTİRME	2 tasarım gemi kapağı - titanyum & beyaz 12 LED Işık renk seçeneği	
AZOT TANKI	50L kap (yaklaşık 400 dakika operasyon)	
BASİT YENİDEN DOLDURMA	Yeniden doldurma tank sökülmeden mümkündür	

BOYUTLAR



Genişlik
485 mm
/ 1 ft 7 in

Derinlik
550 mm
/ 1 ft 9 in

Yükseklik
995 mm
/ 3 ft 3 in

Ağırlık: 30 kg / 66 lb (boş)
70 kg / 154 lb (dolmuş)



HERKES İÇİN İYİLEŞME

Bizimle İletişime Geçin
daniel.manz@cryo-box.de

Bizi Ziyaret Edin
www.cryo-box.ch

